

Arredi per sale autoptiche  
Unità celle mortuarie e sistemi di trasporto

*Equipment and fittings for autopsy room  
Refrigerated mortuary cells and transport systems*




**METALARREDINOX** *mi*

ATTREZZATURE OSPEDALIERE  
HOSPITAL EQUIPMENT



[www.metalarredinox.com](http://www.metalarredinox.com)



FUNZIONALITÀ, TECNOLOGIA, SICUREZZA, ESPERIENZA, KNOW-HOW, RICERCA SUI MATERIALI, INNOVAZIONE

## THE COMPANY

METALARREDINOX s.r.l. presente sul mercato italiano e mondiale dal 1966 con una gamma completa di attrezzature e dispositivi medici in acciaio inox destinati alle strutture ospedaliere. L'azienda è certificata per progettazione, costruzione, installazione e servizi post-vendita in accordo agli standard EN ISO 9001 e EN ISO 13485.

Il programma di produzione nasce ed è destinato a risolvere i problemi organizzativi e di servizio in vari reparti tali come: sale operatorie, pronto soccorso, preanestesia e risveglio, terapia intensiva, ambulatori, locali caposala, ambulatori medici, armamentari, lactarium e morgue e comprende tra l'altro, arredi modulari, termodisinfettori e altri dispositivi medici.

L'alto livello di specializzazione tecnologica e la lunga tradizione di professionalità unite alla qualità, la robustezza e la resistenza, la versatilità e la sterilità dei sistemi offerti rappresentano l'obiettivo attuale e futuro dell'azienda.

L'ufficio progettazione elabora le soluzioni più opportune per raggiungere gli obiettivi richiesti.

Accanto alla produzioni di serie, la METALARREDINOX s.r.l. in grado di realizzare particolari lavorazioni in acciaio inox studiate su misura secondo le esigenze del cliente.

*METALARREDINOX has been operating on the Italian and world market since 1966 offering a full range of stainless steel medical equipment and devices designed for hospitals. The company is certified for design, production, installation and post-sale services in compliance with EN ISO 9001 and EN ISO 13485 standards.*

*Its production program has been studied and developed to solve organization and service problems of various units including operating rooms, emergency wards, pre-anaesthesia and recovery rooms, intensive care wards, outpatient departments, charge nurse rooms, doctor's surgeries, instrument rooms, lactarium wards and mortuaries. It also includes modular furnishings, thermal disinfectors and other medical equipment.*

*The high level of technological specialization and the long tradition of professionalism supported by the quality, soundness, durability, versatility and sterility of the systems offered are the company's current and future target.*


*The design department studies the most appropriate solutions to achieve the desired objectives. Standard production is integrated with special stainless steel works tailored to customer requirements.*

## PRODUCTION

- Sale operatorie, armadiature, lavabi per chirurghi, pareti tecniche**  
*Operating theatres, cabinets, surgical scrubs, technical walls*
- Attrezzature per centrali di sterilizzazione e substerilizzazione**  
*Equipment for sterilization and substerilization area*
- Arredamenti inox pluridisciplinari**  
*Pluridisciplinary stainless steel furnishings*
- Arredamenti per neonatologie, nidi e lactarium**  
*Equipment and fittings for neonatology, nursery and lactarium wards*
- Termodisinfettori per degenze e reparti di terapia**  
*Thermodesinfectors for hospital and intensive care units*
- Arredi per sale autoptiche, unità celle refrigeranti mortuarie, sistemi di trasporto**  
*Equipment and fittings for autopsy room, refrigerated mortuary cells, transport systems*
- Carrelli polifunzionali e accessori**  
*Multi-purpose trolleys and accessories*
- Attrezzature per distribuzione e gestione pasti**  
*Meal distribution and management equipment*

## INDEX

- 2 THE COMPANY - PRODUCTION
- 3 INDEX
- 4 Tavolo autopsia mod. 015  
*Mod. 015 Autopsy table*
- 6 Tavolo autopsia mod. 5967  
*Mod. 5967 Autopsy table*
- 8 Tavolo autopsia mod. 5966  
*Mod. 5966 Autopsy table*
- 10 Tavoli dissezione e atterzzatura per istologia  
*Dissection and Histology equipment*
- 12 Celle refrigeranti e sistemi di movimentazione  
*Refrigerated cells and transfer system*




tavolo autopsia  
*autopsy table*  
mod. 015




## Arredi per sale autoptiche


Equipment and fittings for autopsy room




Mod. 015FA  
Base fissa + aspirato  
*Fixed base + aspiration*




Mod. 015EA  
Base elevabile + aspirato  
*Lifting base + aspiration*



Mod. 015EGA  
Base elevabile + girevole + aspirato  
*Lifting + turning base + aspiration*



Mod. 015FGA  
Base fissa + girevole + aspirato  
*Fixed + turning base + aspiration*



Mod. 015R  
Ricircolo aria in ambiente  
*Internal air recycling system*

tavolo autopsia

*autopsy table*  
mod. 5967



## Accessori comuni per tavoli autopsia

*Common fittings for autopsy tables*



Doccetta esterna  
*External spray head*

Supporto accessori  
*Fittings tray*



tavolo autopsia

*autopsy table*  
mod. 5966





## Accessori comuni per tavoli autopsia

*Common fittings for autopsy tables*



# tavoli dissezione e attrezzatura per istologia

*dissection and histology equipment*

mod. 014



Tavolo di dissezione aspirato  
*Dissecting table with aspiration system*

- Aspirato dal basso e frontalmente
- Dispositivi mobili e/o fissi a protezione dell'operatore
- Sistema di erogazione/scarico formalina con controllo elettronico
- *Front and downdraft aspiration system*
- *Mobile and/or fixed devices for operator safety*
- *Formalin delivery/discharge system with electronic control*



Tavolo di accettazione e colorazione aspirato  
*Acceptance and coloring table with aspiration system*



## Complementi e arredi

*Standard furnishings and accessories*



Armadio aspirato  
*Aspiration cabinet*



Banco inox di lavoro  
*Stainless steel work bench*

Arredi per laboratorio  
*Laboratory furniture*

Unità lavaggio  
*Washing unit*



celle refrigeranti e sistemi di movimentazione  
*Refrigerated cells and transfer systems*



## Unità celle mortuarie

Refrigerated mortuary cells



Mod. CMT frontale e carrello sollevatori CSF  
Mod. CMT front approach and CSF lifting trolley



Mod. CML laterale  
Mod. CML side approach

Modello Model	N° Posti N° Places	Dim. porta Door dim.	Temperatura Temperature
CMT4F1 CMT18F1	1	N° 1 680X500	+4 -18
CMT4F2 CMT18F2	2	N° 2 sovrapposte 680X500 N° 2 680X500 one on top of the other	+4 -18
CMT4F3 CMT18F3	3	N° 3 sovrapposte 680X500 N° 3 680X500 one on top of the other	+4 -18
CMT4F4 CMT18F4	4	N° 2 file da n° 2 sovrapposte 680X500 N° 2 rows of n° 2 680X500s one on top of the other	+4 -18
CMT4F6 CMT18F6	6	N° 2 file da n° 3 sovrapposte 680X500 N° 2 rows of n° 3 680X500s one on top of the other	+4 -18
CMT4F9 CMT18F9	9	N° 3 file da n° 3 sovrapposte 680X500 N° 3 rows of n° 3 680X500s one on top of the other	+4 -18
CMT4L1 CMT18L1	1	N° 1 2200X520	+4 -18
CMT4L2 CMT18L2	2	N° 2 2200X520	+4 -18
CMT4L3 CMT18L3	3	N° 3 2200X520	+4 -18

Disponibili in versioni:

- verniciate
- acciaio inox
- esecuzione su misura

Available as follows:

- painted
- stainless steel
- made to measure



Barella 4952/E elevabile  
*4952/E lifting trolley stretcher*



Barella 4952/A+B  
*4952/A+B trolley stretcher*

Barella 4952/A+B con cofano in alluminio  
*4952/A+B trolley stretcher with steel top*



Barella 4952/A+B con cofano in tela sterilizzata  
*4952/A+B trolley stretcher with sterilized fabric top*



## Sistemi di movimentazione

*Transport systems*



Sistema di trasferimento barelle da 4952/E a CSF  
*Trolley stretcher transfer system from 4952/E to CSF*



CSL ribaltabile  
*CSL tilting type*



Tavolo di deposito salme 5969  
*Table to store corpses 5969*



Sistema di pesatura/misura  
*Weighting & Measuring system*

METALARREDINOX nell'ottica del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso e quindi i dati riportati sono da intendere indicativi.

*METALARREDINOX consistently with its policy of continuous improvement on its own products, reserves the right to make changes at any time without prior notice. Therefore, all related data must be regarded as approximate and unbinding.*

**METALARREDINOX S.R.L.**

Via Berlino, 6 loc. Zingonia - 24040 VERDELLINO (BG) Italy

Tel +39 035 883122 - Fax +39 035 885389

metal@metalarredinox.com - [www.metalarredinox.com](http://www.metalarredinox.com)

Marzo 2014

**METALARREDINOX IMI**

ATTREZZATURE OSPEDALIERE  
HOSPITAL EQUIPMENT